


Leichtrollstuhl / Schiebehilfe



Technische Daten	
Gesamtlänge	106 cm
Gesamtbreite	67 cm
Gesamthöhe	92cm
Gesamtlänge / gefaltet	78 cm
Gesamtbreite / gefaltet	32 cm
Gesamthöhe / gefaltet	74 cm
Sitzbreite	45,5 cm
Sitztiefe	41 cm
Armlehnenhöhe	19 cm
Abstand Sitz zum Boden	48 cm
Abstand Sitz zur Beinstütze	35 - 55 cm
Gesamtgewicht	15 kg
zulässiges Gesamtnutzergewicht	115 kg



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Steckachse für schnelle Demontage der Hinterreifen
- Druckhandbremse mit Feststellfunktion für Begleitperson
- abnehm- und waschbare Sitz- und Rückenpolsterbezüge
- abklappbare Handgriffe für den Transport
- abklapp- und abschwenkable Seitenteile
- höhenverstell- und schwenkbare Beinstützen
- ideal auch für die Rollstuhl-Schiebehilfe geeignet

Die Schiebehilfe als Kombination oder auch zusätzlich an Ihren Rollstuhl

- ökonomische Konditionen
- doppelte Antriebsräder für bessere Transaktion
- einfache und flexible Montage
- Vor- und Rückwärtsfahrfunktion
- variable Geschwindigkeitseinstellung bis 5,5 km/h
- abnehmbarer Akkupack
- Nutzung für manuelle Rollstühle mit Zuladungskapazität von 136 kg
- einsetzbar für manuelle Rollstühle mit Gesamtbreite von 360 - 510 mm
- geeignet für Rollstühle mit zusätzlicher Trommelbremse für Begleitperson
- geeignet für Rollstühle mit montierten Antikippädern



Länge	30 cm
Breite	20 cm
Reichweite	max. 16 km
Geschwindigkeit	max. 5,5 km/h
Batterien	abnehmbar 12V - 20 AH
Zuladung	geeignet für Rollstühle bis 136 kg